

【产品名称】

中文：组织消化液-I

英文：Tissue Digestive Mix-I

货号：C3501-0020, C3501-0100

规格：20 ml/瓶、100 ml/瓶

【预期用途】

用于从组织上消化原代干细胞，做后续细胞体外增殖培养。培养后的细胞仅用于体外分析检测，不作为治疗使用。

【检验原理】

以特定酶自组织块分离出原代间充质干细胞是常见的细胞培养技术。组织消化液利用数种重组表达的消化酶制备而成，无动物源成分。组织消化液针对组织的细胞外基质而设计，不含胰酶，不会伤害细胞。可以有效地消化细胞外基质，进而从组织块（脐带、脂肪、胎盘）分离出大量的原代间充质干细胞，作为后续细胞增殖使用。

【主要组成成分】

由 DMEM -LG 基础培养基、胶原酶、分散酶、脱氧核糖核酸酶组成。

【适用范围】

收获组织（脐带、脂肪、胎盘）的原代间充质干细胞，做后续细胞体外增殖培养。

【储存条件及有效期】

应贮存在-20~-10℃，有效期为 1 年。开封后存放 4℃，注意避光，1 周内使用。不建议反复冻融。

【生产日期与失效日期】

详见产品标签。

【使用方法】

以脐带组织为例

1. 将脐带用 DPBS 漂洗干净，剪成 1-2 cm 大小，剔除血管。
2. 将组织块剪成 3-5mm³，移入 50 ml 离心管，再加入适量的分离液。

* 一条长度 10 公分的脐带建议加入 10 ml 的分离液；或者组织块：分离液（vol）= 1:1。

** 视情况而定，可自行在分离液中添加 1%青链双抗。

3. 把 50 ml 离心管横放在 37 度细胞培养箱，过夜反应（16 小时）。

* 若总反应体积较大，也可持续旋转混合。

4. 加入和分离液等体积的 0.05%EDTA 终止反应后，1500 xg 离心 5 分钟，去除上清。

* 溶液比较浓稠，小心不要影响下层的细胞；建议留下 5ml 左右的溶液。

** 没有 EDTA，可使用无钙镁 DPBS 取代。

5. 以和分离液等体积的无钙镁 DPBS 重悬细胞后，300 xg 离心 5 分钟，去除上清。

6. 再次以和分离液等体积的无钙镁 DPBS 重悬细胞后，250 xg 离心 5 分钟，去除上清。

7. 用适量的培养基重悬细胞后，即可按常规细胞培养方法接种 P0 代细胞培养。

* 消化后的原代细胞，建议培养时接种密度提高到 10,000/cm² 以上；传代后即可按常规的接种密度培养。



以皮下脂肪组织块为例

1. 以 DPBS 将新鲜的皮下脂肪组织块漂洗干净，剔除明显的血管或血块。
2. 将组织块剪成 3-5 mm³，移入 50ml 离心管，再加入适量的分离液。

* 1 克组织块可加入约 5 ml 分离液。

** 视情况而定，可自行在分离液中添加 1%青链双抗。

3. 把 50 ml 离心管横放在 37 度细胞培养箱，反应 4 小时（用户也可自行调整反应时间）。

* 若总反应体积较大，也可使用持续旋转混合。

4. 加入和分离液等体积的 0.05%EDTA 终止反应后，300 xg 离心 5 分钟，去除上清。

* 没有 EDTA，也可使用无钙镁 DPBS 取代。

5. 以和分离液等体积的无钙镁 DPBS 重悬细胞后，250 xg 离心 5 分钟，去除上清。

6. 再次以和分离液等体积的无钙镁 DPBS 重悬细胞后，250 xg 离心 5 分钟，去除上清。

7. 用适量的培养基重悬细胞，再以 100 目的筛网过滤细胞液后，即可按常规细胞培养方法接种细胞培养。

* 消化后的原代细胞，建议培养时接种密度提高到 10,000/cm² 以上；传代后即可按常规的接种密度培养。

【产品性能指标】

1. pH 值：7.0-8.0
2. 渗透压 (MOSM/KG)：310-345
3. 无菌检测：无菌
4. 内毒素 (EU/ml)：< 10
5. 原代细胞分离实验：> 80%

【注意事项】

1. 本品仅用于体外诊断，不用于临床治疗，严禁内服，不能用嘴吸液。
2. 试剂包装如有破损或滴漏，严禁使用。
3. 操作过程应避免污染。
4. 操作人员万一与皮肤、粘膜接触，请立即用自来水冲洗。
5. 禁止使用超出规定有效期的产品。

【备案人/生产企业】

上海达特希尔生物科技有限公司

生产地址：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1505 弄 80 号 12 幢 3 楼 C，D 区，1505 弄 80 号 12 幢 1 楼西半部

住所：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1505 弄 80 号 12 幢 3 楼

邮政编码：201203

电话号码：021-58785545

传真号码：021-58777053

【售后服务单位】

上海达特希尔生物科技有限公司

【产品技术要求编号】

沪浦械备 20200167 号

【医疗器械备案凭证编号】

沪浦械备 20200167 号

【生产备案凭证编号】

沪浦食药监械生产备 20152128 号

【说明书批准及修改日期】

批准日期：2020 年 07 月 30 日

修改日期：2022 年 10 月 10 日

修改日期：2023 年 03 月 29 日

修改日期：2023 年 05 月 16 日

