



PI-C3450 V1.0

【产品名称】

中文: 硫酸庆大霉素溶液

英文: Gentamicin Sulfate Solution

货号: C3450-0100 规格: 100 ml/瓶

【产品介绍】

庆大霉素是中国独立自主研制成功的一种广谱型氨 基糖苷类抗生素,是为数不多的对热和酸碱度变化 较稳定的抗生素,常用其硫酸盐,其抗菌谱与卡那霉 素相似。庆大霉素作用机制在于它可以不可逆地结 合到细菌核糖体 30S 亚基上, 抑制细菌蛋白质合成, 并破坏细菌细胞膜的完整性而发挥杀菌作用。临床 上, 庆大霉素主要用于治疗多种细菌感染, 尤其适用 干革兰氏阴性菌。

该产品的一些主要特征包括:

- 1. 易于使用的配方
- 2. 杀菌活性
- 3. 溶液稳定
- 4. 无菌过滤

【使用方法】

- 1. 取一瓶硫酸庆大霉素溶液, 室温下读取标签, 检 查溶液包装与外观。
- 2. 使用消毒液擦拭后置于超净台内。
- 3. 超净台内操作,推荐每1L培养液里加入1mL

硫酸庆大霉素溶液使用 (1:1000 稀释)。

4. 混匀后,即可使用。

【储存条件及保质期】

本产品应在-20~-10°C 储存,请避光保存,并在产 品标签上注明的有效期内使用。

有效期: 24 个月

【注意事项】

- 1. 严禁内服,不能用嘴吸液。
- 2. 试剂包装如有破损或滴漏,不宜使用。
- 3. 操作过程应避免污染。
- 4. 溶液万一与操作人员的皮肤、粘膜接触,请立即 用自来水冲洗。
- 5. 请在有效期内使用产品。

【说明书批准生效日期】

批准日期: 2023年02月13日

【声明】

仅用于科研使用,不能用于临床诊断和治疗。









